



## **KWIK-STIK – уникальная форма штаммов в виде одноразовых зонд-тампонов с гидратирующей жидкостью.**

- Гарантированное качество. Культуры получены из оригинальных коллекций ATCC/NCTC
- Более 900 видов микроорганизмов III-IV группы патогенности
- Проверка каждой партии на чистоту, жизнеспособность и биохимические показатели.
- Стандартизованные (ISO 17034)
- Индивидуально упакованы (6 зонд-тампонов в упаковке)
- Готовые к использованию. Не требуют никаких дополнительных манипуляций.
- Очень простая процедура использования. Нет необходимости в использовании игл или пинцетов
- Хранение при 2-8 °С

### **Контрольные штаммы могут быть использованы для:**

- Проверки качества питательных сред, диагностических реагентов и т.д.
- Оценки бактериологических процедур
- Поддержания (сохранения) музея культур

